


Piedro ortheseschoenen zijn speciaal bedoeld voor kinderen met een enkel voetorthese of binnenschoen. Die biomechanische eisen aan de schoen zijn hierbij het allerbelangrijkst! Piedro heeft de leest zo geconstrueerd dat de voet precies met een 90° hoek op het onderbeen in de schoen staat. Bovendien heeft de schoen extra ruimte op punten waar dat voor de orthese nodig is. Het contrefort biedt aan de achterzijde ruimte voor orthese en binnenschoen.

## Orthese

**Ortheseschoenen bieden o.a. uitkomst bij:**

- > een onderbeenorthese;
- > het dragen van een binnenschoen.



Dit is een overzicht van onze Piedro Revalidatie voorraadcollectie. Voor extra mogelijkheden verwijzen wij u graag naar Piedro Select.

Piedro Verkooporganisatie B.V.  
Jan van der Heijdenstraat 18-20  
NL-2665 JA Bleiswijk

T +31 10 521 52 11  
F +31 10 521 49 61  
E verkoop@piedro.com  
www.piedro.com

> Piedro. *Always one step ahead*

## >Voorraadcollectie



>Flexibiliteit

>Stabiliteit

>Duurzaam

>Comfortabel

## Assortimentsoverzicht Piedro Orthese

## >Voorraadcollectie



→24 - 42 6

Art.nr. 2775.1602



→23 - 42 6

Art.nr. 2787.5600



→25 - 39 6

Art.nr. 2717.5602



→24 - 36 6

Art.nr. 2773.1602



→25 - 39 6

Art.nr. 2772.6509

## >Ortheseschoenen



→24 - 36 5

Art.nr. 3803.0302



→21 - 39 5

Art.nr. 3803.5665



→24 - 46 5

Art.nr. 3803.9900



→21 - 42 5

Art.nr. 3803.9800



→24 - 46 5

Art.nr. 3801.9800



→24 - 42 5

Art.nr. 3802.9900

De afgebeelde modellen zijn direct uit voorraad leverbaar. Wilt u de schoenen naar eigen wens samenstellen? Kijk dan in het programma van Pedro Select.

## >Leesttabel

**Piedro Bifit Orthese, Maakwijze Flexibel** (geen voetbed)

Maat	Binnen lengte	Wijdte 6
23	157	19,30
24	163	19,80
25	170	20,35
26	177	20,55
27	183	21,00
28	190	21,40
29	197	21,90
30	203	22,25
31	210	22,25
32	217	23,05
33	223	23,50
34	230	23,95
35	236	24,45
36	243	24,90
37	250	25,10
38	256	25,40
39	263	25,80
40	270	26,25
41	276	26,65
42	283	27,10

**Piedro Bifit Orthese Sport** (geen voetbed)

Maat	Binnen lengte	Wijdte 5
24	161	18,25
25	168	18,65
26	175	19,05
27	181	19,45
28	188	19,95
29	195	20,35
30	201	20,75
31	208	21,15
32	215	21,60
33	221	22,00
34	228	22,40
35	235	22,80
36	241	23,20
37	248	23,60
38	255	24,00
39	261	24,40
40	268	24,80
41	275	25,20
42	281	25,60
43	288	26,00
44	295	26,40
45	301	27,00
46	308	27,40

Indien u binnenzoolpatronen wenst, kunt u ons bellen op (+31) (0) 10 521 5211, of een e-mail sturen naar [verkoop@piedro.com](mailto:verkoop@piedro.com)

