


Piedro revalidatieschoenen bieden extra steun aan de voet. De schoenen zijn voorzien van een tweezijdig verlengd contrefort, waardoor er extra mediale en laterale steun verkregen wordt. De totaal verdiepte leest biedt ruimte aan het anatomisch gevormd kurken voetbed. De revalidatieschoenen zijn zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de schoen eenvoudig aan te passen.

Revalidatie

Revalidatieschoenen worden o.a. aanbevolen bij:

- > aandoeningen van spastische aard;
- > gevoelsstoornissen;
- > voeten met varus of valgus instabiliteit;
- > pijnlijke voeten of voeten met pijnlijke drukplaatsen;
- > gebruik van individuele voetbedden.



Dit is een overzicht van onze Pedro Revalidatie voorraadcollectie. Voor extra mogelijkheden verwijzen wij u graag naar Pedro Select.

Piedro Verkooporganisatie B.V.
Jan van der Heijdenstraat 18-20
NL-2665 JA Bleiswijk

T +31 10 521 52 11
F +31 10 521 49 61
E verkoop@piedro.com
www.piedro.com

> Pedro. Always one step ahead

>Voorraadcollectie



>Flexibiliteit

>Stabiliteit

>Duurzaam

>Comfortabel

Assortimentsoverzicht Piedro Revalidatieschoenen

>Voorraadcollectie



→20 - 42
Art.nr. 2487.5600



→25 - 39
Art.nr. 2475.1602



→20 - 36 3
→18 - 36 5
Art.nr. 2472.0102



>Revalidatieschoenen



→24 - 36 5
Art.nr. 2110.0199



→24 - 36 5
Art.nr. 2110.9800



De afgebeelde modellen zijn direct uit voorraad leverbaar. Wilt u de schoenen naar eigen wens samenstellen? Kijk dan in het programma van Pedro Select.

>Leesttabel

Piedro Bifit, Maakwijze Flexibel Balomvang van de leest
(inclusief de ruimte voor het Pedro anatomisch gevormd kurken voetbed)

Maat	Binnen lengte	1	2	3	4	5	6	7
18	120	12,30	12,80	13,30	13,80	14,30	14,80	15,30
19	127	12,70	13,20	13,70	14,20	14,70	15,20	15,70
20	133	13,10	13,60	14,10	14,60	15,10	15,60	16,10
21	140	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50
22	147	13,90	14,40	14,90	15,40	15,90	16,40	16,90
23	153	14,30	14,80	15,30	15,80	16,30	16,80	17,30
24	160	14,70	15,20	15,70	16,20	16,70	17,20	17,70
25	167	15,10	15,60	16,10	16,60	17,10	17,60	18,10
26	173	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50
27	180	15,90	16,40	16,90	17,40	17,90	18,40	18,90
28	187	16,30	16,80	17,30	17,80	18,30	18,80	19,30
29	193	16,70	17,20	17,70	18,20	18,70	19,20	19,70
30	200	17,10	17,60	18,10	18,60	19,10	19,60	20,10
31	207	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50
32	213	17,90	18,40	18,90	19,40	19,90	20,40	20,90
33	220	18,30	18,80	19,30	19,80	20,30	20,80	21,30
34	227	18,70	19,20	19,70	20,20	20,70	21,20	21,70
35	233	19,10	19,60	20,10	20,60	21,10	21,60	22,10
36	240	19,50	20,00	20,50	21,00	21,50	22,00	22,50
37	247	19,90	20,40	20,90	21,40	21,90	22,40	22,90
38	253	20,30	20,80	21,30	21,80	22,30	22,80	23,30
39	260	20,70	21,20	21,70	22,20	22,70	23,20	23,70
40	267	21,10	21,60	22,10	22,60	23,10	23,60	24,10
41	273	21,50	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	24,50
42	280	21,90	22,40	22,90	23,40	23,90	24,40	24,90
43	287	22,30	22,80	23,30	23,80	24,30	24,80	25,30
44	293	22,70	23,20	23,70	24,20	24,70	25,20	25,70
45	300	23,10	23,60	24,10	24,60	25,10	25,60	26,10
46	307	23,50	24,00	24,50	25,00	25,50	26,00	26,50

Piedro Bifit, Maakwijze Ago Sport
(inclusief de ruimte voor het Pedro anatomisch gevormd kurken voetbed)

Maat	Binnen lengte	Wijdte 5
24	16,08	17,00
25	16,75	17,40
26	17,41	17,80
27	18,08	18,20
28	18,74	18,60
29	19,41	19,00
30	20,08	19,40
31	20,74	19,80
32	21,41	20,20
33	22,07	20,60
34	22,74	21,00
35	23,41	21,40
36	24,07	21,80

Indien u binnenzoolpatronen wenst, kunt u ons bellen op (+31) (0) 10 521 5211, of een e-mail sturen naar verkoop@piedro.com

